

**FICHE PRODUIT**



## Colonne d'Endoscopie Vidéo (Cœlioscopie-laparoscopie) Haute Définition

Référence : SOC-UR202109

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

## Colonne d'Endoscopie Vidéo (Cœlioscopie-laparoscopie) Haute Définition

**Description:**

Le système de caméra d'endoscopie ADVIN HD offre une vision claire pendant toutes les procédures endoscopiques.

Caméra d'endoscopie fabriquée avec des paramètres standard internationaux qui donnent des résultats précis pendant la procédure endoscopique.

### Système d'endoscopie vidéo haute définition

- Unité de caméra d'endoscopie
- Coupleur optique
- Tête de caméra CMOS
- Câble CVBS
- Câble DVI
- Câble d'alimentation

### Moniteur 27"

### Insufflateur de Co2 : 30 Ltr

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

---

## Source de lumière à LED avec câble à fibre optique

**Bistouri électrique (Advin Electro+)** : L'unité électrochirurgicale 400W (Advin Electro +) est une machine utilisée pour la coupe et la coagulation dans diverses applications chirurgicales, très efficace et lisse. La sortie bipolaire isolée, qui a une caractéristique anti-étincelles, est idéale pour la microchirurgie, la neurochirurgie, la laparoscopie et d'autres applications.

Électro diathermie avec sorties monopolaires et bipolaires standard et autres fonctions les plus avancées. L'unité électrochirurgicale est également connue sous le nom de machine de diathermie électrochirurgicale, unité d'électrochirurgie, électrocautérisation, unité électrochirurgicale, système de cautérisation chirurgicale, unité de cautérisation électrochirurgicale, unité d'électrodiathermie.

## Pompe d'aspiration

## Chariot d'endoscopy

### Caractéristiques principales:

- 1 Laparoscope 10mm
- 1 Aiguille de Veress
- 4 Trocars de laparoscopie 5mm
- 2 Trocars de laparoscopie 10mm
- 5 Pincés à main pour laparoscopie
- Porte-aiguille de laparoscopie
- Applicateur de clips 3 en 1
- Pincés bipolaires pour laparoscopie
- Canule d'irrigation par aspiration pour laparoscopie
- Crochet en L pour électrode monopolaire de laparoscopie
- Électrode bipolaire de laparoscopie
- Pince à cuillère 10mm
- Aiguille d'aspiration pour laparoscopie
- Pousse-nœud pour laparoscopie avec coupe
- Port de fermeture
- Câble monopolaire de laparoscopie
- Câble bipolaire de laparoscopie

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/video-endoscope-complet/15640-colonne-d-endoscopie-video-coelioscopie-laparoscopie-haute-definition.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com