

FICHE PRODUIT

Système de débitmétrie urinaire basé sur PC

Référence : SOC-URO202109

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Système de débitmétrie urinaire basé sur PC

Le **Système de débitmétrie urinaire basé sur PC** est une **version avancée** des systèmes de débitmétrie conçue pour surveiller le volume et le débit urinaires.

Le transducteur de débit est directement connecté au PC (ordinateur / ordinateur portable) via le port USB et le rapport sera stocké sur le PC.

L'avantage du **système de débitmétrie sur PC** est de stocker les rapports avec les informations du patient sur un PC (ordinateur / ordinateur portable) et peut être rappelé facilement. Une comparaison du graphique peut être facile.

Le **Système de débitmétrie urinaire** est un système de débitmétrie urinaire basé sur le poids, qui fournit des données précises ainsi qu'une représentation graphique du débit urinaire.

Le **Système de débitmétrie urinaire basé sur PC** est un appareil entièrement automatique basé sur un microprocesseur avec un transducteur de débit basé sur le poids à commande numérique.

Notre **système de débitmétrie urinaire** est utilisé pour détecter la déficience dans les voies urinaires du corps humain.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

La procédure de débitmétrie est une méthode non invasive. Le patient se sent donc à l'aise pendant le processus de miction et en tant que tel, un rapport très naturel et précis est révélé. Le **Système de débitmétrie urinaire** est très utile pour l'étude du débit au jour le jour.

Il est connu sous le nom de débitmètre urinaire, système de débitmétrie urinaire, débitmètre urinaire informatisé, appareil de débitmétrie urinaire, appareil de test de débitmétrie urinaire, équipement de débitmétrie urinaire, unité de test Uroflow.

Caractéristiques du système de débitmétrie urinaire :

- Système avancé Uroflow basé sur PC
- Rapport et magasin d'informations sur les patients dans un ordinateur / ordinateur portable.
- Le rapport précédent peut être rappelé facilement
- Comparaison de rapport facilement
- Systèmes d'uroflowmétrie basés sur le poids à commande numérique
- Entièrement automatique avec démarrage et arrêt automatiques.
- Analyse automatique
- Résultat précis
- Méthode non invasive
- Aucun risque pour le patient avec ce test
- Pas d'hospitalisation
- Appareil économique
- Léger, compact et facile à manipuler.
- Sans entretien et très facile à utiliser
- Le système est convivial et facile à utiliser.
- Facile à nettoyer et réutilisable.
- Conforme aux normes de qualité internationales

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-et-accessoires-pour-la-coelioscopie-ou-laparoscopie/15641-systeme-de-debitmetrie-urinaire-base-sur-pc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com