

**FICHE PRODUIT**

## Rétracteur (Ecarteur) périnéal de TURNER WARWICK

Référence : SOC-TW2021091

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Rétracteur (Ecarteur) périnéal de TURNER WARWICK

L'**écarteur à anneau Turner Warwick** est également appelé **écarteur Turner Warwick**, écarteur à anneau, écarteur urologique. L'enrouleur d'anneau Turner Warwick est livré avec 6 lames et un set de pinces en forme J.

L'**écarteur périnéal de TURNER WARWICK** est utilisé pendant la procédure d'urétroplastie.

**Tailles :**

- Petite taille.
- Taille moyenne.
- Grande taille.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/ecarteur-de-hrynschak/15642-retracteur-ecarteur-perineal-de-turner-warwick.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)