

FICHE PRODUIT

Sonde urinaire en silicone 3 voies 9 - 20 CH

Référence : SOC-2021920

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Unité
- Diamètre ext. (charrière) : CH 09 à 20

Description du produit

Sonde urinaire en silicone 3 voies 9 - 20 CH

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-urinaires-a-usage-unique/15646-sonde-urinaire-en-silicone-3-voies-9-20-ch.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Unité
Diamètre ext. (charrière)	CH 09 à 20

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com