

FICHE PRODUIT



sonde de Foley 2 voies en latex avec revêtement en silicone

Référence : SOC-CH6242109

Points forts

- délais : 48 heures
- Diamètre ext. (charrière) : CH 06 à 24

Description du produit

Sonde de Foley 2 voies

Charrière disponible: 10 à 24

Quantité : 1 pièce

Sonde de Foley 2 voies CH 10 à 24

Une sonde de Foley est un tube flexible qu'un clinicien passe à travers l'urètre et dans la vessie pour drainer l'urine. C'est le type le plus courant de sonde urinaire à demeure.

Le tube a deux canaux séparés, ou lumières, sur toute sa longueur. Une lumière, ouverte aux deux extrémités, draine l'urine dans un sac collecteur. L'autre a une valve à l'extrémité extérieure et se connecte à un ballon à l'extrémité intérieure.

Fonctionnalités avancées:

Ballonnet symétrique de grande capacité assurant un embout droit pour un bon écoulement et une bonne action sphinctérienne évitant ainsi les fuites urinaires.

Utilisé pour le drainage urinaire à court/long terme.

Fabriquée à partir de caoutchouc naturel enduit de silicone pour éliminer le risque d'incrustation.

Extrémité distale conique munie d'yeux sans bavure pour une intubation atraumatique.

La valve dure assure un gonflage et un dégonflage faciles du ballon.

Code couleur pour une identification instantanée de la taille.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Stérile, emballé individuellement dans un emballage pelable.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit


<https://www.socimed.com/sondes-urinaires-a-usage-unique/15647-sonde-de-foley-2-voies-ch-6-a-24.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Diamètre ext. (charrière)	CH 06 à 24

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com