

FICHE PRODUIT

Sonde urétérale double J ou Sonde de drainage JJ à courte durée

Référence : SOC-CH4782109

Points forts

- délais : 48 heures
- Diamètre ext. (charrière) : CH 4.7 à 8

Description du produit

Sonde urétérale double J ou Sonde JJ ou endoprothèse Double J**Descriptif de la Sonde urétérale double J****conditionnement de vente: 10**

sonde double J , également appelée La sonde JJ ou endoprothèse urétérale, est un dispositif d'urologie. Il s'agit d'une fine sonde introduite dans l'uretère, dont la fonction est d'assurer l'écoulement de l'urine du rein vers la vessie.

Pour que la sonde double J soit aérostatique et qu'elle ne tombe pas, la sonde se termine par une boucle à chaque extrémité, d'où la dénomination JJ ou double J. "Elle a la forme et la taille d'un spaghetti et sert à lever une obstruction, notamment dans le cadre d'un obstacle urétérale.

Matière : Tube en polyuréthane aliphatique

Durée: elle se garde 30 jours dans l'organisme

Fil-guide : acier inoxydable, recouvert de téflon (PTFE), un côté rigide, un côté flexible

La sonde double J ou sonde JJ est disponible en:

- 2 bouts ouverts ou 1 bout fermé/1bout ouvert
- Charrières: CH4,7, CH5, CH6, CH7, CH8

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Longueur sans les bouts en J (en cm): 16, 24, 26, 28, 30 cm de tailles adulte à enfant

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-urinaires-a-usage-unique/15648-sonde-ureteral-double-j-ch-4-7-a-8.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Diamètre ext. (charrière)	CH 4.7 à 8

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com