


FICHE PRODUIT



Pistolet à biopsie

Référence : SOC-20210957

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pistolet à biopsie

Un pistolet à biopsie est un outil utilisé par le médecin pour extraire des carottes de la glande de la prostate à tester pour le cancer de la prostate.

Caractéristiques principales :

- Aiguille jetable.
- Facilement actionné d'une seule main.
- Pénétration rapide et facile avec moins de traumatisme.
- Procédure indolore.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/15654-pistolet-a-biopsie.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com