

FICHE PRODUIT

set de drainage vésical sus-pubien

Référence : SOC-20210958

Points forts

- délais : 10 jours

Description du produit

Cathéter sus-pubien

Un **cathéter sus-pubien** est un tube flexible creux utilisé pour drainer l'urine de la vessie.

En outre le **cathéter sus-pubien** est inséré dans la vessie par une incision dans le ventre, à quelques centimètres sous le nombril.

Il est également connu sous le nom de cathéter urinaire, cathétérisme sus-pubien, cathéter SPC, introducteur de cathéter sus-pubien, cathéter de vessie, cystostomie de cathéter sus-pubien.

Caractéristiques :

- Permet une insertion facile et confortable du cathéter
- Dommages tissulaires et traumatismes minimaux
- Aide à prévenir l'incrustation pour permettre un temps de séjour plus long

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-urinaires-a-usage-unique/15655-catheter-sus-pubien.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	10 jours

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com