

FICHE PRODUIT



Glacière isotherme 5L

Référence : SOC-COC-CIDC5COL

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cette glacière isotherme 5L est idéale pour le transport de produits pharmaceutiques, d'organes, d'échantillons biologiques ou encore de produits infectieux. Légère, elle se compose d'une double housse textile très robuste, totalement imperméable, lavable et d'un caisson de polyuréthane qui la rend ultra performante.

Grâce à cette glacière isotherme, le maintien en température des produits transportés se situe entre 12h et 72h. Des gels rigides de PCM permettent une conservation des produits pharmaceutiques sur différentes gammes de températures : -20°C - +2°C/+8°C - +15°C/+25°C - +22°C - +37°C. De plus, la couleur, la sérigraphie et les accessoires peuvent être personnalisés selon les quantités.

Caractéristiques techniques

Revêtement intérieur / extérieur : Polyuréthane

Volume interne : 5L

Conservation : Passive

Dimensions externes : 250 x 250 x 290 mm (L x l x H)

Gamme de température : -20°C - +2°C/+8°C - +15°C/+25°C - +22°C - +37°C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Transport de : Produits pharmaceutiques, échantillons de laboratoire...

Dimensions internes : 185 x 165 x 182 mm (L x l x H)

Poids à vide (kg):0,96 kg

Temps de conservation : 12 à 72h

Épaisseur parois : 30 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/15656-glaciere-isotherme-5l-diagnocase.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com