

FICHE PRODUIT

Gel eutectique rigide 620g

Référence : SOC-COC-REGRP0600T

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ce gel eutectique se présente sous forme d'une coque externe rigide en polyéthylène lui permettant de résister aux ponctions, aux chocs et à la compression.

Rigide et positif, il permet de maintenir, pour une durée de 24h minimum, une température de congélation à -20°C.

Poids : 620g

Froid restitué : +/-0°C

Dimensions : 175 x 115 x 30 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/15657-gel-eutectique-rigide-620g.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com