

**FICHE PRODUIT**

## Distributeur automatique de préservatifs - Modèle sans insert de pièces

Référence : SOC-101UVA

### Points forts

- délais : 48 heures

### Description du produit

Distributeur automatique de préservatifs.

Modèle sans insert de pièces pour une distribution gratuite.

Distributeur vendu vide, à remplir avec les Boîtes de 6 préservatifs Reflex en lot de 48.

Distributeur blindé offrant une grande fiabilité : fermeture en 3 points par gravité.

Mécanique simplifiée afin d'éviter toute maintenance.

Encombrement réduit.

Fixation facile et rapide : visserie fournie pour fixation sur mur cimenté standard.

A installer à l'extérieur des pharmacies ou des bâtiments publics dans des endroits faciles d'accès

Dimensions : H 662 x l 200 x P 120 mm.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/distributeur-de-preservatifs/15663-distributeur-automatique-de-preservatifs-modele-sans-insert-de-pieces.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)