

FICHE PRODUIT



Seringues 3 pièces 3ml sans aiguille, Cône Luer centré

Référence : SOC-111272

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ces seringues hypodermiques fabriquées en polypropylène inerte sont des seringues 3 pièces. Elles sont constituées d'un corps transparent et gradué, d'un piston et d'un joint améliorant la glisse et l'étanchéité.

Ces seringues sont livrées stériles et sans aiguilles (non-montées). Leur cône Luer est centré sur les petits modèles et excentré sur les modèles de plus grosse contenance.

La très bonne lisibilité des graduations permet un dosage précis.

Point d'étanchéité à double contact, sans latex.

Conformes aux normes françaises d'emballage et de stérilisation. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. Emballage sous sachet pelable.

Conditionnement: boîte de 100.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/15665-seringues-3-pieces-sans-aiguille-cone-luer-centre-3ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com