

FICHE PRODUIT



Rectoscope à usage unique HEINE UniSpec (250 x 20 mm)

Référence : SOC-E00318811

Points forts

- délais : 48 heures
- Accessoires : Standards

Description du produit

Rectoscope à usage unique UniSpec (250 x 20 mm)

Caractéristiques techniques:

- Usage unique: Aucune transmission de germes.
- Aucun nettoyage nécessaire.
- Matière plastique physiologiquement irréprochable et bien supportée par les patients. Le patient n'éprouve pas de sensation de froid.
- Transmission de la lumière dans la paroi du tube jusqu'à l'extrémité distale. éclairage lumineux et homogène du champ d'observation
- Graduation en cm (à l'intérieur du tube pour le confort du patient). Lecture de la profondeur d'introduction.
- Dimensions du rectoscope à usage unique: 250 x 20 mm

Conditionnement minimum de vente : 100 pièces

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/15666-rectoscope-a-usage-unique-heine-unispec-250-x-20-mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Accessoires	Standards

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com