

**FICHE PRODUIT**



## Aiguilles de prélèvement Sanguin BD Vacutainer, 22G

Référence : SOC-100VBB105

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Détails

Aiguille de prélèvement facile à manipuler.

Assure une meilleure pénétration et le confort du patient :

Tranchant du biseau traité par électrochimie.

Canule lubrifiée par évaporation gazeuse.

Manchon souple sur l'aiguille perce-bouchon.

Surfaces de préhension plates et non polies sur les capuchons protecteurs.

Témoin de non-ouverture.

### Caractéristiques techniques

Coloris : Noir

Conditionnement : Par boîte de 100

Dim : L 25 mm

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Gauge : 22G

Stérile : Oui

Type : L 25 mm x 0.7

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-prelevement-multi/15669-aiguilles-de-prelevement-sanguin-bd-vacutainer.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com