

FICHE PRODUIT



Cryotube Cryobank 5 ml Nunc - sur rack de 48 cryotubes

Référence : SOC-374222

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tubes à capuchon vissant de 2 ou 5 ml sur rack de 48 tubes ou en vrac, avec ou sans code 2D

Format du rack au standard SBS

Tubes autostables, autobloqués dans le rack

Mêmes dimensions que les cryotubes classiques

Translucides

Volume: 5 ml

Poids emballé: 2,27 kg

Dimensions emballé: 50 x 20,5 x 16 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cryovials-a-bouchon-coiffant/15670-cryotube-cryobank-5-ml-nunc-sur-rack-de-48-cryotubes.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com