

FICHE PRODUIT



Pot de prélèvement pour urine - 60 ml - bouchon blanc - non stérile

Référence : SOC-BSC660

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pot en polypropylène transparent avec bouchon vissant.

Zone dépolie pour marquage

Volume : 60 ml

Autoclavable : Oui

Poids emballé : 5,754 kg

Dimensions emballé : 59 x 39,5 x 39,5 cm

Conditionnement de vente: Carton de 600

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-pour-recueil-des-urines/15671-pot-de-prelevement-pour-urine-60-ml-bouchon-blanc-non-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com