

FICHE PRODUIT

Gaine tête de lit horizontale

Référence : SOC-B2210901

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Gaine tête de lit horizontale**Caractéristiques générales :**

Il est composé d'un matériau en alliage d'aluminium de haute résistance, d'un processus de revêtement par pulvérisation d'électricité statique dans son ensemble, d'un bel aspect, résistant à l'usure et facile à nettoyer.

Le gaz séparé du réglage à double canal du circuit fort et faible, sûr et fiable pour répondre aux normes internationales pour les dispositifs médicaux.

Prises de courant en option, éclairage, appel, interphone, borne de gaz, bornes de données, réservation des trous de montage requis selon l'hôpital.

La longueur standard est de 1,2 à 1,5 m, elle peut être ajustée en fonction de la longueur réelle du terrain.

La couleur du panneau de l'unité de tête de lit et des panneaux latéraux est basée sur les exigences de l'hôpital, elle peut également être personnalisée en fonction de la couleur du mur de la pièce.

L'unité de tête de lit (panneau de gaz) est approuvée par les certificats **CE, ISO9001 et ISO13485**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mobilier-chambre-patient/15672-gaine-tete-de-lit-horizontale.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com