

FICHE PRODUIT



Polarimètre numérique Polax-2L - ATAGO

Référence : SOC-AT-5223

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le polarimètre qui est connu comme un compteur de la rotation optique est un instrument qui mesure la rotation optique d'une "substance optiquement active" telle que la saccharine, l'acide ascorbique et le sodium glutamate.

Caractéristiques:

- Affichage digital de la mesure
- Vitesse de rotation réglable par switch 2 positions
- Source d'éclairage par LED avec filtre interférentiel 589 nm
- Rotation par pression d'une touche jusqu'à coïncidence de la luminosité des plages gauche et droite.

Livré avec tube 100 mm (vol. 5 ml) et tube 200 mm (vol. 9 ml).

Gamme Angle de rotation : de $-179,95^{\circ}$ à $+180,00^{\circ}$, Echelle de sucre standard internationale : de -130°Z à $+130^{\circ}\text{Z}$

Résolution : Angle de rotation : de $0,05^{\circ}$; Echelle de sucre standard internationale : de $0,1^{\circ}\text{Z}$

Précision : Angle de rotation : de $\pm 0,10^{\circ}$; Echelle de sucre standard internationale : de $0,3^{\circ}\text{Z}$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Correction de température : 5 à 40°C

Source lumineuse : LED avec filtre d'interférences (589nm)

Dimensions et poids : 43 x 22 x 30cm, 10.3kg

Angle : -179.95°...+180°

Alimentation : 230 V / 50 Hz

Dimensions externes : 430 x 220 x 300 mm (L x H x P)

Précision (°) : ± 0.05

Echelle de sucre : -130°Z...+130°Z (ISS)

Gamme de température : 5...40

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/15673-polarimetre-numerique-polax-2l-atago.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com