

FICHE PRODUIT

Moniteur de test d'effort Tango M2

Référence : SOC-M2211001

Points forts

- délais : 48 heures
- Accessoires d'imagerie : Objet test

Description du produit

Moniteur de test d'effort Tango M2

Le **moniteur de test d'effort Tango M2** vous donne l'assurance que les mouvements du patient, les vibrations mécaniques et la variabilité de l'observateur n'interfèrent pas avec une lecture précise. Vous pouvez vous concentrer là où cela compte le plus : sur votre patient.

Qu'il s'agisse d'effectuer un test à l'aide d'un tapis roulant, d'un ergomètre ou d'un test d'effort pharmacologique, le **Tango M2** surveille de manière fiable la pression artérielle vous permettant de vous concentrer sur votre patient. Le Tango M2 a été spécialement conçu pour surmonter le bruit, les mouvements et les difficultés physiques associés au stress cardiaque et aux tests d'effort. Vous pouvez même l'associer à une interface mains libres et ajouter l'option de mesure SpO2 pour faire du **Tango M2** un centre de test cardiaque sans faille.

Lors des tests de résistance, la fiabilité et la précision vont de pair. L'enregistrement d'une mesure précise et fiable de la PA aux intervalles corrects pendant un test peut être difficile et stressant pour les cliniciens et les techniciens de laboratoire. C'est pourquoi le **Tango M2** peut être programmé pour effectuer une lecture précise au bon moment et lancer des lectures au moment précis de chaque étape, augmentant ainsi la fiabilité des mesures. Conçu pour être utilisé avec notre manchon Orbit-K, le **Tango M2** utilise notre algorithme DKA exclusif, qui offre des performances exceptionnelles dans l'environnement difficile du laboratoire de stress.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques :

Avec le Tango M2, vous pouvez compter sur nous pour vous livrer :

- **Intégration transparente :** la communication automatisée avec votre système de stress réduit le risque d'erreurs de transcription.
- **Mode PA sans exercice :** permet la mesure de la PA pendant la configuration et la récupération du patient sans signal ECG.
- **Mode Stat :** Mesures automatiques de la PA répétées rapidement pour les situations urgentes et urgentes.
- **LCD couleur :** convivialité améliorée avec un nouvel écran LCD couleur de 7".
- **Mesures vérifiées :** voyez et entendez les sons de Korotkoff à l'aide de l'affichage à l'écran et des écouteurs inclus.
- **Récupération des données :** Dépannage plus facile avec un historique de lecture de 300 BP et des capacités USB pour la récupération des mesures.
- **Mises à niveau sur le terrain :** le port USB permet les mises à niveau sur le terrain, garantissant que les utilisateurs finaux disposent toujours du logiciel actuel.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiologie-et-holter-ecg/15674-moniteur-de-test-d-effort-tango-m2.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Accessoires d'imagerie	Objet test

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com