

FICHE PRODUIT



Micro centrifugeuses réfrigérées Eppendorf, Modèle 5418

Référence : SOC-10250215

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Les micro centrifugeuses Eppendorf™ modèle 5418 sont spécialement conçues pour les tubes de 1.5/2.0 ml et les tubes Microtainer™ de capacité faible à moyenne.

Description

Capacité max. du rotor : 18 × Récipients 1.5/2.0 ml

Max. 16,873 x g (14,000 tr/min) pour une séparation rapide

Faible encombrement et faible hauteur d'accès de 23 cm

Conception OptiBowl™ pour un fonctionnement silencieux – même sans couvercle de rotor

Le rotor Eppendorf QuickLock™ permet un verrouillage du couvercle rapide et ergonomique.

Fermeture du couvercle par effleurement d'un seul doigt pour un fonctionnement ergonomique

Affichage numérique complet avec indication de l'heure et de la vitesse

Touche de centrifugation rapide séparée pour une centrifugation rapide

Ouverture automatique du couvercle à la fin du cycle – empêche le réchauffement des échantillons et facilite l'accès aux échantillons

Le rotor certifié étanche aux aérosols est livré de série pour une centrifugation sûre des

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

échantillons dangereux.

Poids net : 7.7 kg

Vitesse max. : 14,000 tr/min

Affichage : Écran graphique couleur

Hauteur (métrique) extérieure : 25 cm

Largeur (métrique) extérieure : 30 cm

Profondeur (impériale) : 18.2 in.

Plage de force maximale : 16,000 à 16,999 ×g

Rotor inclus : Oui

Durée de fonctionnement : 1 min à 9 h 59 min plus MÉMORISATION

Capacité : 36 ml (18 x 1.5/2.0 ml)

FCR max. : 16813 x G

Hauteur (impériale) extérieure : 9.8 in.

Largeur (impériale) extérieure : 11.7 in.

Comprend : À angle fixe, étanche aux aérosols

Alimentation électrique : 230 V 50 Hz

Profondeur (métrique) : 46 cm

Plage de vitesses maximum : 14,000 à 14,999 tr/min

Réfrigéré : Oui

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-refrigerees/15675-micro-centrifugeuses-refrigere-eppendorf-modele-5418.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com