

FICHE PRODUIT



Détendeur pour bouteille de gaz pur, HBS 200-3-2.5

Référence : SOC- 15604

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Détendeur Haute Pression - Double détente Montage sur bouteille 200 bar - Grande précision de régulation Adapté aux gaz purs et mélanges, non corrosifs. En laiton chromé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression maximale d'entrée : 200 bars

Pression de sortie : 0,1 à 3 bar

Débit nominal en azote : 2.50 Nm³/h

Pression de début d'ouverture : 16 bars

Raccord d'entrée : NF C

Raccord de sortie : KIT N°2

Technologie : Double Détente

Encombrement :

L : 165 mm

H : 129 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

D : 265 mm

D1 : 183 mm

Diam1 : 50 mm

Diam2 : 44 mm

Poids net : 1.22 kg

Corps : Laiton chromé (Contient du plomb)

Siège : 1ère détente en PTFCE, 2ème détente en laiton

Clapet : 1ère détente en laiton, 2ème détente en laiton/EPDM

Bellow : Bronze

Filtre : Monel 400®

Manomètre : Mécanisme en alliage cuivreux, Ø 50mm, Joint en PA 6.60

Soupape : Joint en EPDM, Clapet en laiton, Corps en acier inoxydable 303

Joint : PTFCE, Cuivre, EPDM, PA 6.6

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/15676-detendeur-pour-bouteille-de-gaz-pur-hbs-200-3-2-5.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com