

FICHE PRODUIT

Refrigérateur médical 40°C, Modèle BDF-40V398

Référence : SOC-BDF-40V398

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le congélateur basse température - 40°C à deux pièces convient au stockage de plusieurs types d'échantillons nécessitant une température différente ou de certains échantillons nécessitant un stockage séparé. Ce type de congélateur dispose d'un contrôle de température indépendant pour vous aider à économiser de l'espace et de l'énergie.

Caractéristiques techniques

- Dimensions externes (W*D*H) mm : 850*960*1860mm
- Dimensions internes (W*D*H) mm : 550*630*1140mm
- Capacité : 398L
- Type : Verticale
- Plage de température : -15~-40°C
- Précision de température : 0.1°C
- Système de
- et visuelle : Alarme haute ou basse température, alarme de défaillance du capteur contrôle : contrôle par microprocesseur, affichage numérique à LED.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Alarme sonore
- Type de réfrigération : Réfrigération directe
- Réfrigérant : Mélange réfrigérant
- Condenseur et évaporateur : Fait de cuivre

Construction

- Structure : Conception Unibody
- Matériau interne : Acier inoxydable
- Matériau extérieur : Panneau en acier peint, isolation moussante de 150 mm
- Étagère : 3 pièces en acier inoxydable
- Consommation : 550w.
- Alimentation : AC220V, 50HZ
- Taille de l'emballage (L*P*H) mm : 935*1030*2030mm
- Poids brut : 250 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/15678-refrigerateur-medical-86-c-modele-bdf-86v838.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com