


FICHE PRODUIT



Douche de sécurité murale, 16 l/min

Référence : SOC-17043201

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Douche de sécurité murale

Douche de sécurité murale à commande manuelle

Caracteristiques tehniques:

- Douche de sécurité à commande manuelle conforme à la norme ISO 3864
- Conforme à la norme EN 15154-2
- Idéale en matériel de premier secours en cas de projection chimique
- Plaque signalétique «douche de 1er secours» fournie
- Fixation murale avec un crochet.
- Flexible d' 1.5m.
- Alimentation M 1/2".
- Plaque signalétique «douche de 1er secours» fournie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Débit 16 l/min.
- Poids : 1kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/paillasse-de-laboratoire/15683-douche-de-securite-murale.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com