

FICHE PRODUIT



Douche de sécurité murale, 90l/min

Référence : SOC-17019901

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Douche de sécurité murale 90l/min

Douche de 1er secours

Pomme de douche en ABS vert (RAL 6032). Tuyauterie en acier galvanisé recouverte de peinture époxy grise (RAL 7040).

Normes prEN 15154-1 et prEN 15154-2, normes NF X08.003 et ISO 3864

Caracteristiques tehniques:

- Douche de sécurité à commande manuelle. Fixation murale.
- Pomme de douche en ABS vert, tuyauterie en acier galvanisé peinture epoxy grise
- Fixation murale, alimentation F 1", longueur 625 mm, débit 75 l/min
- Plaque signalétique «douche de 1er secours» fournie
- Longueur : 625 mm
- Ø pomme : 250 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Alimentation : F 1"
- Débit douche : 90 l/min.
- Poids : 4 kg.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/paillasse-de-laboratoire/15684-douche-de-securite-murale-90l-min.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com