

FICHE PRODUIT

Analyseur d'électrolytes automatique Modèle XI-921 (Li+, K+, Na+, Cl-, Ca++, pH)

Référence : SOC-92100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description de l'Analyseur d'électrolytes automatique Modèle XI-921

-
Dispositifs Compact, rentable et facile à utiliser

Excellentes précision et fiabilité Longue vie, haute performance, électrodes exemptes d'entretien

Prélèvement, lavage et calibrage automatiques

Écran tactile, grand affichage d'affichage à cristaux liquides

Lecteur recorder supporting thermique interne de codes barres

Échantillonneur automatique facultatif

Caractéristiques de l'Analyseur d'électrolytes automatique Modèle XI-921

-
Mesure directe par l'électrode d'Ion Selective (ISE)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Échantillon : Le sang entier, sérum, plasma, a dilué l'urine Volume 100~150µL témoin

Sortie : jusqu'à 60 samples/h Stockage de données : résultat de jusqu'à 200 patients

Calibrage : Automatique ou sur demande

Entrée : Écran tactile

Affichage : Grand affichage à cristaux liquides avec le contre-jour

Rendement : Enregistreur thermique interne, porte série RS-232

Milieu de travail : La température : 15°C~32°C

Hygrométrie : 85%

Tension d'entrée : C.A. 220V/110V $\pm 10\%$, 50/60Hz

Puissance d'énergie : 60W

Dimensions : 440mm×380mm×350mm (H×W×D)

Unité principale 10kg de poids

Échantillonneur automatique (option) 1.5kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/15686-analyseur-d-electrolytes-automatique-xi-921.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com