

FICHE PRODUIT

Tampons/Compressees d'alcool à 70°, boîte de 100

Référence : SOC-CO17310

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Les **tampons alcool 70 %** sont des compressees prêtes à l'emploi conçues pour garantir une **désinfection rapide et fiable** de la peau. Grâce à leur imprégnation en **alcool isopropylique 70 %**, ils offrent une action antimicrobienne efficace, indispensable avant tout acte médical ou de soin.

Conditionnés en **sachets unitaires**, ces tampons assurent une hygiène parfaite en évitant toute contamination entre les utilisations. Leur format compact permet une utilisation facile par les professionnels de santé comme par les particuliers.

La compresse en **non-tissé doux et résistant** permet une application uniforme sans agresser la peau, même lors d'un usage fréquent.

Caractéristiques principales :

- Imprégnation **alcool isopropylique 70 %**
- **Compressees non-tissées** douces, résistantes et non pelucheuses
- **Sachets individuels scellés**
- Produit **prêt à l'emploi**
- **Stériles** selon modèle

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Utilisation** : désinfection avant injection, test capillaire, prélèvement, soin infirmier
- **Conditionnement** : boîte de X unités (selon référence)

Applications :

- Injections et vaccinations
- Mesures de glycémie / tests rapides
- Désinfection avant ponction
- Soins infirmiers et gestes techniques
- Utilisation en cabinet, hôpital, laboratoire et domicile

Les plus du produit :

- Très bonne efficacité antiseptique
- Format individuel hygiénique
- Facile à transporter et à stocker
- Convient à un usage intensif en milieu médical
- Rapport qualité/prix optimal

A usage externe uniquement.

Sachet individuel pelable 50 x 50 mm.

Boîte de 100 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfectants-pour-la-peau/15688-tampons-compressees-d-alcool-a-70-boite-de-100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com