

FICHE PRODUIT

LOUPE GEANTE XXL AVEC PUPITRE

Référence : SOC-21000023

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ce pupitre loupe permet de grossir une vaste zone, et facilite une lecture fluide et efficace pour les personnes ayant besoin d'un grossissement de 2x environ.

- Loupe géante taille XXL de 30 cm de large par 25 cm en hauteur
- Grossissement de la loupe géante 2x
- Bonne qualité optique sur toute la largeur du champ. Contrôle des aberrations optiques en bord de champ
- Utilisable par les deux yeux en même temps, ce qui permet une vision du relief et un plus grand confort visuel
- Pince permettant de maintenir le livre ouvert sans les mains
- Réglage de l'inclinaison du pupitre loupe
- Réglage de l'écartement entre la loupe et le pupitre
- Possibilité d'enlever la lentille pour un accès direct au pupitre
- Possibilité d'éclairage facile par le dessus du pupitre
- Pupitre loupe démontable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Nombreuses applications : Lecture, écriture, mots croisés, couture, maquette, modélisme et bricolage.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/exploration/15689-loupe-geante-xxl-avec-pupitre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com