

FICHE PRODUIT



maillet de collin double tête 20cm - 500g

Référence : SOC-601450

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

maillet de collin double tête 20cm - 500g

maillet de collin double tête 20cm - 500g

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/15732-maillet-de-collin-double-tete-20cm-500g.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com