

FICHE PRODUIT



Stylet porte coton

Référence : SOC-6021110

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Stylet porte coton

Cet instrument ORL se présente sous la forme d'une tige métallique filetée à une extrémité, sur laquelle le médecin vient fixer un morceau de coton. Il peut ainsi procéder à un nettoyage efficace du conduit auditif externe.

Le stylet Porte-Coton est disponible en plusieurs tailles.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-o-r-l/15738-stylet-porte-coton.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
taille_instruments - 14 cm	SOC-6021114	
taille_instruments - 18 cm	SOC-6021118	
taille_instruments - 25 cm	SOC-6021125	
taille_instruments - 30 cm	SOC-6021130	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com