

FICHE PRODUIT



Gouge de smith peterson contre- coudée 24cm x30 mm

Référence : SOC-608130

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Gouge de smith peterson contre-coudée 24cm x 30mm

Gouge de smith peterson contre-coudée 24cm x 30mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/gouge-de-stille/15745-gouge-de-smith-peterson-contre-coudee-24cm-x2-5-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com