

FICHE PRODUIT



Boîtes de pétri sterilin, Dia: 90 mm, ergots de ventilation: 3

Référence : PLG-BPSTL90E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes de pétri STERILIN, Ø: 90 mm, Ergots de ventilation: 3.

- Hauteur: 12 mm.
- Poids: 13,5 g.

Conditionnement: 20 sachets de 25 pièces.

Conditionnement minimum de vente: Carton 500 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-de-petri-sterilin/1575-boartes-de-petri-sterilin-o-90mm-ergots-de-ventilation-3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com