

FICHE PRODUIT

Boîtes de pétri gosselin, Dia: 90 mm, ergots de ventilation: 0, stériles

Référence : PLG-BPS90SMC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes de pétri GOSSELIN, Ø:90mm, Ergots de ventilation: 0, Stériles.

Caractéristiques:

- * Boîtes de Pétri empilées sous gaine polyéthylène.
- * Sursac polyéthylène à l'intérieur du carton.
- * Hauteur: 14,2gmm.
- * Poids: 14,0g.
- * Conditionnement: 25 sachets de 33 pièces.
- * Conditionnement minimum de vente: Carton 825 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-de-petri-gosselin/1576-boites-de-petri-gosselin-a-90mm-ergots-de-ventilation-0-steriles.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com