

FICHE PRODUIT



Incubateur néonatale, modèle TRBI-100A

Référence : SOC-TRBI100A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Incubateur néonatale, modèle TRBI-100A

Caractéristiques:

1. Avec armoire et garde-corps;
2. Mode aérien et mode bébé asservis par micro-ordinateur ;
3. Réglez la température, la température de l'air et la température du bébé affichées séparément ;
4. Le capot avec quatre portes d'accès, deux portes à iris ;
5. Humidité naturelle du flux d'air;
6. L'inclinaison du berceau est réglable;
7. Indication d'alarme d'échec multiple.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/15769-incubateur-neonatale-modele-trbi-100a.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com