

**FICHE PRODUIT**



## Tube de prélèvement sous vide vacutest en p.e.t 9ml/10ml SEC stérile

Référence : TER-VK109SP

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

## Description du produit

Tube de prélèvement sous vide en Polyéthylène - Téréphtalate (P.E.T) vacutest 10 ml serum.

Volume du vide 9 ml.

Additif: activateur de coagulation (qui Assure une coagulation rapide et uniforme pour un meilleur rendement en sérum).

### Autres caractéristiques:

- \* Contribue à la précision et à la fiabilité des résultats d'analyse. Son hémocompatibilité exceptionnelle garantit une innocuité totale vis-à-vis des paramètres cliniques.
- \* Constitue une barrière anti-gaz brevetée.
- \* Garantit le maintien du vide et donc du ratio sang/additifs pendant toute la durée de vie du tube.
- \* Permet un remplissage des tubes normalisé et précis.
- \* Transparent comme le verre, il permet une bonne visualisation de l'échantillon.
- \* Incassable, il réduit les risques d'exposition au sang et permet des vitesses de centrifugation élevées (4000 g).
- \* Léger : frais de transport et d'élimination réduits.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

---

**\* Combiné a un corps de prélèvement et a une aiguille il ;**

- \* Assure une solution sécuritaire de grande qualité pour le préleveur et pour le technicien .
- \* Améliore le confort du patient.
- \* Garantit la fiabilité du prélèvement et de l'analyse.
- \* Stérilisation par irradiation.
- \* Système stérile qui fonctionne en circuit fermé de la veine au tube, pour minimiser le risque de contamination.
- \* Le vide calibré garantit un rapport constant sang/anticoagulant pendant toute la durée de vie des tubes, il permet un remplissage des tubes normalisé et précis.
- \* Contact direct du sang avec l'activateur de coagulation.
- \* Bouchon du tube en butyle avec cape coiffante de sécurité.
- \* Le n° de lot et la date de péremption sont inscrits sur chaque boîte, chaque tube et chaque aiguille.
- \* conditionnement par carton de 12 x 100.
- \* conditionnement minimum de vente: Boîte de 100.

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/tube-de-prelevement-en-p-e-t/1580-tube-a-prelevement-sous-vide-en-p-e-t-vacutest-10ml-se.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Garantie              | 0         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)