

FICHE PRODUIT



Flacon 60ml en polystyrène transparent cape à vis rouge Qualibact résistant 95 kPa

Référence : SOC-FP60PSS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Flacon 60ml en polystyrène transparent cape à vis rouge Qualibact® résistant 95 kPa

- Flacon 60ml stérile

- Collecte et transport d'échantillons liquides ou solides d'origine biologique
- Fermeture étanche rapide d'un seul geste : vissage en moins d'un tour
- Traçabilité et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet (Vignette détachable et repositionnable pour suivi de traçabilité)

Spécification techniques du Flacon

- Volume total : 60 ml
- Matière du flacon : Polystyrène
- Couleur du flacon : Transparent
- Couleur de la cape : Rouge

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Diamètre extérieur du corps : 35 mm
- Hauteur avec cape : 70 mm
- Etiqueté : Non
- Résistance 95kPa : Oui
- Niveau de stérilité : Qualibact®
- Conditionnement de vente : 600pcs
- Forme du flacon : Rond
- Type de cape A vis
- Usage unique : Oui

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-vissant-non-etiquetes/15801-flacon-60ml-en-polystyrene-transparent-cape-a-vis-rouge-qualibactr-resistant-95-kpa.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com