


FICHE PRODUIT



Sonde à Voies Lacrymales Galezowski, 10 cm, n°1

Référence : SOC-475501

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sonde à Voies Lacrymales Galezowski, 10 cm, n°1

Sonde à voies lacrymales utilisée pour déboucher les voies lacrymales

Caractéristiques techniques

- Acier Inox
- Réutilisable
- ø 0.9 mm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/instrumentation-pour-l-ophtalmologie/15842-sonde-a-voies-lacrymales-galezowski-10-cm-n-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com