

FICHE PRODUIT

AUTOCLAVE À VAPEUR 360L AVEC 2 PORTES

Référence : SOC-AJMD36

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

AUTOCLAVE À VAPEUR 360L AVEC 2 PORTES

Pulse stérilisateur vide AJ-MD36 (double porte)

Capacité: 360L

La chambre intérieure La dimension (L*W*H): 1000*600*600mm

Dimension extérieure (L*W*H): 1300*1300*1700mm

La pression de vapeur et de la consommation: 0, 4-0.8Mpa 20KG

L'eau source de pression et de la consommation: 0.15-0.3Mpa 40KG

Alimentation: 2+24 KW

poids net: 1000Kg

Conception: 0, 25 Mpa de pression

Température de conception: 139°C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/15863-autoclave-a-vapeur-360l-avec-2-portes.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com