

**FICHE PRODUIT**



## AUTOCLAVE À VAPEUR DE 50 L

Référence : SOC-TS50HG

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### AUTOCLAVE À VAPEUR DE 50 L

#### Caractéristiques

Structure entièrement en acier inoxydable.

Décharge automatique de l'air frais et décharge automatique de la vapeur après la stérilisation.

Arrêt automatique avec rappel sonore après la stérilisation.

Type de volant de structure de porte à ouverture rapide.

Protection automatique contre la surchauffe et la surpression.

Facile à utiliser, sûr et fiable.

Système de verrouillage de sécurité des portes.

Avec deux paniers de stérilisation en acier inoxydable.

Affichage LCD de l'état de fonctionnement, touche de type tactile.

Avec système de séchage.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/15864-autoclave-a-vapeur-de-50-l.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)