

FICHE PRODUIT

Milieu Amies gel + 1 écouvillon standard tige plastique bouton viscosse stérile COPAN

Référence : SOC-MAG-ETP

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Écouvillon standard avec milieu Amies gel stérile COPAN

Description:

- Milieu de transport ou de conservation + Prélèvements bactériologiques

Couleur du bouchon: Bleu.

Emballage sachet pelable unitaire permettant une conservation optimale des milieux avant ouverture du sachet et protégeant les milieux de transport de la lumière, de l'oxygène et de l'humidité.

Stérile.

Nature du milieu, numéro de lot et date de péremption inscrits sur chaque sachet.

Conditionnement: par carton de 10 sachets de 50 pièces.

Condition minimum de vente: sachet de 50 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ecouvillons-et-milieux-de-transport/15877-milieu-amies-gel-1-ecouvillon-standard-tige-plastique-bouton-viscose-sterile-copan.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com