

FICHE PRODUIT



Aimant oculaire avec anse

Référence : SOC-476900

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Aimant oculaire avec Anse

Instrument d'urgence qui permet d'enlever un corps étranger superficiel métallique ou d'autres matières dans l'oeil.

Il est composé d'un tube central en métal, un bout métallique aimanté et un bout métallique avec une boucle plastique (anse)

- Si l'objet est métallique, c'est le bout aimanté de l' **Aimant oculaire avec Anse** qui est utilisé
- Si l'objet est d'une autre matière, c'est le bout avec boucle qui est utilisé .

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/instrumentation-pour-l-ophtalmologie/15879-aimant-oculaire-avec-anse.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com