

FICHE PRODUIT

Lit d'accouchement/ Gynécologie Hydraulique, Modèle HS5321b

Référence : SOC-HS5321b

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lit d'accouchement/ Gynécologie Hydraulique, Modèle HS5321b

Le dossier du lit de gynécologie hydraulique **HS5321b** peut être ajusté manuellement, la hauteur peut être ajustée hydrauliquement par la pédale, la table auxiliaire peut être déplacée et elle peut être retirée et enfoncée à volonté. Il est équipé de repose-jambes, d'appui-épaules et de poignées rembourrés pour plus de commodité et de fonctionnalité.

Description

- Conception robuste en deux sections;
- Surface de couchage recouverte d'un coussin en vinyle;
- Dossier réglable manuellement ;
- Hauteur réglable hydrauliquement par pédale;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- La table auxiliaire est mobile, libre de sortir et de pousser vers l'intérieur ;
- Structure tubulaire en acier avec finition époxy;
- Complet avec repose-jambes, repose-épaules et poignées rembourrés;
- Une paire de barrières latérales SUS304 (Inox 18/10) ;
- Un bol collecteur SUS304 (Inox 18/10);
- Avec quatre roulettes de 40 mm.

Accessoires optionnels

- La couleur peut être personnalisée : orange/bleu/noir/lavande
- Le poteau I.V, le porte-serviettes, etc. sont facultatifs

Paramètres Techniques

Charge maximal : 200kg

Angle du dossier 0°-75° ($\pm 5^\circ$)

Certificats

ISO 9001, ISO 13485, CE, FDA

Poids brut 62kg

Poids net 58kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Packaging :

- Un ensemble pour un carton d'exportation
- Taille du carton : 160*90*70CM

Garantie

- matelas de lit garanti pendant 1 an
- structure de cadre de lit garantie pendant 2 ans

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/tables-et-lits-d-accouchement/15881-lit-d-accouchement-gynecologie-hydraulique-modele-hs5321b.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com