

FICHE PRODUIT

Lit d'accouchement Gynécologie Hydraulique, Modèle HS5248

Référence : SOC-HS5248

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lit d'accouchement Gynécologie Hydraulique, Modèle HS5248

Description

Le lit d'accouchement Gynécologie Hydraulique, Modèle HS5248 est doté d'un système central de frein/roulettes de direction pour une stabilité et une maniabilité optimales. Il a un niveau double face qui peut abaisser le dossier immédiatement en cas d'urgence. Il a des repose-pieds indépendants avec des structures et des roulettes connexes. , Peut rapidement et facilement passer d'un lit standard à une plate-forme de livraison multifonctionnelle.

Caractéristiques

- Structure enduite de poudre, robuste et durable
- La tête de lit en PP est détachable
- Rails latéraux en acier inoxydable, réglables en hauteur
- 4 roulettes dont 2 avec frein, avec coffre central
- Avec un matelas amovible, réglages manuels de la hauteur et du dossier
- Livré avec des leviers de déverrouillage manuels CPR pour le dossier

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dispose d'un système central de frein/roulettes directrices pour une stabilité et une maniabilité optimales
- Avoir une inclinaison manuelle de Trendelenburg à 12° pour la gestion clinique
- Dispose de niveaux à double face pour abaisser le dossier instantanément en cas d'urgence
- Dispose d'un bac à ordures
- Repose-pieds séparé avec construction et roulettes associées, capable de passer rapidement et facilement d'un lit standard à une plate-forme de livraison polyvalente.

Paramètres

Alimentation 220V/110V, 50HZ/60Hz

Accessoires optionnels

- La couleur peut être personnalisée : orange/bleu/noir/lavande
- Repose-jambes, repose-épaules, accoudoir, poteau IV, porte-serviettes, etc. sont facultatifs

Garantie

- Matelas de lit garantie pendant 1 an
- Structure de cadre de lit garantie pendant 2 ans

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-et-lits-d-accouchement/15882-lit-d-accouchement-gynecologie-hydraulique-modele-hs5248.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com