

FICHE PRODUIT



Lit d'accouchement Gynécologie Hydraulique, Modèle HS5321

Référence : SOC-HS5321

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lit d'accouchement Gynécologie Hydraulique, Modèle HS5321

Description

Le lit de gynécologie hydraulique HS5321 adopte une surface inclinable avec un coussin en vinyle et une conception robuste à deux étages. La hauteur peut être réglée hydrauliquement par une pédale. Il a une structure tubulaire en acier et est fabriqué en finition résine époxy.

Caractéristique

- Conception robuste en deux sections;
- Surface de couchage recouverte d'un coussin en vinyle;
- Dossier réglable manuellement ;
- Hauteur réglable hydrauliquement par pédale;
- La table auxiliaire est mobile, libre de sortir et de pousser vers l'intérieur ;
- Structure tubulaire en acier avec finition époxy;
- Complet avec repose-jambes, repose-épaules et poignées rembourrés;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Une paire de barrières latérales SUS304 (Inox 18/10) ;
- Un bol collecteur SUS304 (Inox 18/10) ;

Accessoires optionnels

- La couleur peut être personnalisée : orange/bleu/noir/lavande

Paramètres

Taille globale L1800*W800*H600-900mm

Max. charge de travail sûre 200kg

Angle du dossier 0-75°(±5°)

Certificats

G.W. 60kg

N.W. 56kg

Garantie

- Matelas de lit garantie pendant 1 an
- Structure de cadre de lit garantie pendant 2 ans

Emballer

- Un ensemble vers un Ctn d'exportation
- Taille du Ctn : 160*90*70CM

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-et-lits-d-accouchement/15883-lit-d-accouchement-gynecologie-hydraulique-modele-hs5321.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com