

FICHE PRODUIT



Concentrateur d'oxygène modèle DMH2

Référence : SOC-DMH2

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **concentrateur d'oxygène DMH2** est un dispositif médical conçu pour assurer une oxygénothérapie fiable et continue. Il extrait l'oxygène de l'air ambiant afin de délivrer un flux stable et de haute pureté, sans recours aux bouteilles d'oxygène, offrant ainsi une solution économique et sécurisée.

Adapté aussi bien à un usage à domicile qu'en environnement médical, ce concentrateur d'oxygène se distingue par sa robustesse, sa simplicité d'utilisation et sa performance constante.

Performance fiable

Le modèle DMH2 garantit une production continue d'oxygène avec un débit stable, répondant aux besoins des patients nécessitant une oxygénothérapie quotidienne.

Conception robuste

Fabriquée avec des composants de qualité, ce concentrateur est conçu pour fonctionner sur de longues périodes, y compris en utilisation continue.

Utilisation simple

Son interface intuitive permet une prise en main rapide, facilitant son utilisation par les professionnels comme par les particuliers.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Confort d'utilisation

Le DMH2 offre un fonctionnement silencieux, idéal pour une utilisation prolongée, y compris la nuit.

Applications

- Oxygénothérapie à domicile
- Usage en clinique et cabinet médical
- Traitement des pathologies respiratoires chroniques
- Assistance respiratoire quotidienne

Avantages clés

- Débit stable d'oxygène
- Haute pureté
- Fonctionnement continu
- Appareil robuste et durable
- Facile à utiliser

Disponible sur SOCIMED, le concentrateur d'oxygène DMH2 constitue une solution fiable pour améliorer la prise en charge respiratoire.

Concentrateur d'oxygène modèle DMH2

Le concentrateur d'oxygène modèle DMH2 est une nouvelle arrivée en 2018, il est très populaire sur le marché européen, peut obtenir un affichage en temps réel de la pureté de l'oxygène et une alarme de faible pureté ; alarme de surchauffe ; Alarme de panne de courant ; Fonction de synchronisation ; affichage des heures de travail.

DESCRIPTION :

Litres : 2

Pureté : 93±3%

Alimentation : CA : 220/110V

Bruit : ≤42dB

Poids : 9kg

Dimension : 335*230*290mm (L*W*H)

Fonction: capteur SpO2, fonction de synchronisation, affichage en temps réel de pureté

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Système d'alarme : alarme de surchauffe, alarme de panne de courant, alarme de panne de pression, alarme de faible pureté.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/15890-concentrateur-d-oxygene-modele-dmh2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com