

FICHE PRODUIT

Tensiomètre automatique avec brassard Modèle OMRON X2 Basic

Référence : SOC-OMX2B

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tensiomètre automatique avec brassard Modèle OMRON X2 Basic

DESCRIPTION

Omron X2 Basic cliniquement validé est un tensiomètre portable pour le haut du bras qui vous donne des lectures précises à la maison ou en déplacement pour une vue d'ensemble de votre état de santé où que vous soyez. Les fonctionnalités faciles à utiliser, notamment Le guide d'enroulement du brassard et sa conception compacte vous permettent d'intégrer facilement une surveillance régulière de votre santé dans votre vie quotidienne.

L'Omron X2 Basic vous permet de surveiller facilement et discrètement votre tension artérielle à l'aide de lectures oscillométriques afin de suivre les progrès de votre santé en temps réel.

Détails du produit

Surveillance à domicile: l'Omron X2 Basic fournit des lectures oscillométriques de votre tension artérielle à l'aide d'un brassard pour que vous puissiez garder un œil sur votre tension artérielle dans le confort de votre foyer

Restez à jour avec votre santé: mesures de tension artérielle faciles à utiliser à la maison avec des résultats fiables et précis ainsi qu'une détection des battements cardiaques irréguliers lors de la

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

surveillance de routine de la pression artérielle

Principe oscillométrique: le X2 basic lit votre tension artérielle en détectant les mouvements sanguins à travers l'artère brachiale via le brassard du haut du bras, mesurant 22 à 32 cm, pour un suivi précis à domicile

Conçu pour une utilisation régulière et fiable: les adultes peuvent utiliser cet appareil pour suivre la tension artérielle et le pouls au fil du temps; le X2 est un outil pour vous aider à surveiller et à rester conscient de votre santé cardiaque

Contenu de la livraison: 1 x tensiomètre portable Omron X2 Basic avec 1 brassard (22-32 cm), 4 piles AA et manuels d'instructions

Type d'appareil: tensiomètre du bras

Mémoire: dernière mesure

Validation: validation clinique

Dimensions (L x H x P): 11,2 x 8,2 x 14 cm

Poids du paquet: 380 g au total

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/auto-tensiometres-automatiques/15891-tensiometre-automatique-avec-brassard-modele-omron-x2-basic.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com