

FICHE PRODUIT

Table de travail et d'accouchement 2 sections

Référence : SOC-S0002151

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Table de travail et d'accouchement 2 sections

Description

- Toutes les sections sont équipées de matelas rembourrés, entièrement détachables du lit pour un nettoyage facile.
- Housses de matelas amovibles par fermeture éclair latérale.
- Les barres de transfert relient toutes les parties distales inférieures des 4 jambes, offrant une structure renforcée.

A) Partie du corps :

- Monté sur 4 supports robustes, tous finis avec des pieds réglables en hauteur.
- Les béquilles rembourrées sont réglables en hauteur et en largeur, avec des pinces robustes avec un gros bouton.
- La fixation des supports de béquilles est en acier massif et soudée au cadre du lit.
- Taille de construction principale : 120*80*80CM

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

B) Section des jambes

- Taille □ 60*76*80CM
- Monté sur 4 roulettes pivotantes, robustes, toutes les 4 avec freins.
- Cette section peut être abaissée et s'encastre entièrement sous la section du corps.
- Lorsqu'ils sont complètement étendus, le corps et la section des jambes s'alignent sur une surface parfaitement plane.

C) Matériel:

- Structure : tube d'acier laqué époxy.
- Haute résistance à la corrosion (environnement tropical).
- Pieds réglables : caoutchouc ou nylon.
- Curseurs/fixations pour les béquilles : tube d'acier soudé au cadre du lit.
- Matelas : mousse polyuréthane haute densité, densité 30 kg/m³.
- Housse : plastique, souple, très résistante à la déchirure, antistatique, ignifuge, non absorbante, imperméable et nettoyable avec des produits de désinfection de qualité hospitalière.
- Cadre de roulette/support : acier ou nylon.
- Frein de roulette : type à blocage total (roue et blocage en rotation).
- Roulette: roue simple, de type moulé, sans capuchon (pour un entretien facile). 3 * 10CM
- Le pivot est à roulement à billes.

D) Dimensions:

- Section du corps, y compris le matelas : (l*h) 120*80*80CM
- Section de jambe, y compris le matelas : (l*h) □ 60*76*80CM
- Cadre : 3 cm (extérieur, travers), 2,0 mm (épaisseur)
- Roue pivotante : (2,2-3,3) x (9-11) cm (l*diamètre)
- Matelas : 9 cm (h).
- Capacité de charge : min. 135 kilogrammes
- Construction renversée.
- GW/NW : 38/35 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimension: 130*88*25cm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-et-lits-d-accouchement/15892-table-de-travail-et-d-accouchement-2-sections.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com