

FICHE PRODUIT

Lit d'hôpital standard une fonction avec matelas

Référence : SOC-S0002158

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lit d'hôpital standard une fonction avec matelas

Description

- Lit monté sur 4 roulettes pivotantes robustes dont 2 avec frein.
- Les barres de transfert relient les parties distales inférieures des 2 pieds et des 2 pieds de tête, fournissant résistance structurelle maximale.
- Pare-chocs de protection aux quatre coins.
- Extrémités de lit finis avec des panneaux.
- Plate-forme à deux sections, maille d'acier peinte à l'époxy avec supports latéraux pour immobiliser le matelas.
- Housse de matelas amovible par fermeture éclair latérale.
- La manivelle à commande manuelle permet de régler le dossier à 45-70 degrés et peut se replier sous le lit.

A) Matériel

- Haute résistance à la corrosion (environnement tropical).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Structure : tube d'acier laqué époxy.
- Matelas : mousse polyuréthane haute densité, densité 27-33 kg/m3.
- Housse : plastique, souple, très résistante à la déchirure, antistatique, ignifuge, non absorbante, imperméable et nettoyable avec des produits de désinfection de qualité hospitalière.
- Cadre de roulette/support : acier ou nylon.
- Frein de roulette : type à blocage total (roue et blocage en rotation).
- Roulette : roue simple, de type moulé, sans capot (pour un entretien facile).
- Le pivot est à roulement à billes.

B) Dimensions

- Surface de couchage : 200 x (80-90cm) (L x l).
- Hauteur de surface, sans matelas, fixe : 50-55 cm.
- Matelas : 11-13 cm (h).
- Cadre de lit : (5-7) x 3 cm (h x l) 2 mm (épaisseur).
- Cadre des pieds : 3 cm x 2,0 mm (épaisseur).
- Roulettes pivotantes : 3 x (11-13) cm (l*diamètre).
- Capacité de charge : min. 150kg
- Construction renversée
- G.W/N.W : 49/46
- Dimensions: 205*95*25cm

Fourni avec:

1 x ensemble complet d'outils requis pour l'assemblage

1 x matelas adapté avec housse

Liste des accessoires et pièces

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-simple/15894-lit-d-hopital-standard-une-fonction-avec-matelas.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com