


FICHE PRODUIT

Table de gynécologie 3 sections avec accessoires

Référence : SOC-S0002174

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Table d'examen gynécologique et d'accouchement, 3 sections.

Cette table de gynécologie à **3 sections** a été conçue pour offrir une ergonomie maximale lors des consultations, examens gynécologiques et petites interventions ambulatoires. Sa structure robuste garantit une stabilité irréprochable, tandis que ses différents réglages permettent une adaptation rapide à chaque patiente.

Le dossier et les sections sont **entièrement ajustables**, facilitant la mise en position gynécologique, semi-assise ou allongée. Grâce à son rembourrage en mousse haute densité et son revêtement médical imperméable, la table offre un confort optimal tout en assurant une hygiène parfaite après chaque utilisation.

Livrée avec plusieurs accessoires essentiels — **étriers réglables, repose-bras, plateau inox, bac de récupération**, etc. — elle s'adapte aux besoins des cabinets médicaux, cliniques, maternités et centres de santé.

Facile à nettoyer, durable et pensée pour une utilisation professionnelle intensive, cette table s'impose comme un équipement indispensable pour toute structure pratiquant des examens gynécologiques ou urologiques.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Description

- Table monté sur 4 supports robustes, tous finis avec des pieds réglables en hauteur.
- Toutes les sections sont équipées d'un rembourrage non amovible.
- La mécanique robuste permet le repositionnement manuel de toutes les sections entre gynécologique et utilisation obstétricale.
- Les barres de transfert relient toutes les parties distales inférieures des 4 jambes, offrant une structure renforcée.

A) Partie arrière

- Réglable via un cliquet sécurisé et un cliquet à engrenages, sans danger pour le patient et l'opérateur.

B) Section pelvienne

- Peut être incliné en position Trendelenburg avec la béquille.
- Les côtés de cette section sont équipés de poignées verticales, longueur 20 cm.
- Les genouillères rembourrées sont réglables en hauteur et en largeur, avec des pinces robustes avec un gros bouton.
- La fixation des supports de béquilles est en acier massif et soudée au cadre du lit.
- La section pelvienne intègre un support pour une cupule coulissante.

C) Section des jambes

- Encastrement entièrement vers le bas, 90 degrés.
- Lorsqu'elles sont élevées et complètement étendues, toutes les sections s'alignent sur une surface parfaitement plane.

D) Matériaux

- Haute résistance à la corrosion (environnement tropical).
- Structure : tube d'acier laqué époxy.
- Pieds réglables : caoutchouc ou nylon.
- Curseurs/fixations pour les béquilles : tube d'acier soudé au cadre du lit.
- Garnissage capitonné : mousse polyuréthane haute densité, densité 27-33 kg/m³.
- Housse : plastique, souple, très résistante à la déchirure, antistatique, ignifuge, non absorbante,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- imperméable et nettoyable avec des produits de désinfection de qualité hospitalière.
- Cupule : Inox austénitique, 18/10.

E) Dimensions

- Les 3 sections étendues, y compris le rembourrage : 180 x 80 x 80 cm (l x l x h)
- Cadre : 3 cm (extérieur, travers), 1,8 - 2,2 mm (épaisseur)
- Rembourrage rembourré : 5 cm (h)
- Capacité de charge : au moins 150 kg
- Cupule coulissante, capacité : 4L
- Construction démontable : oui
- Dimension: 178.5*63*22 cm
- GW/NW: 39.5/37 kg

Fourni avec:

- 1 x ensemble complet d'outils requis pour l'assemblage
- 2 x supports de jambe avec sangles en toile, hauteur et largeur réglables
- 2 x béquilles de genou, hauteur et largeur réglables
- 1 x cupule

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-et-lits-d-accouchement/15895-table-de-gynecologie-3-sections-avec-accessoires.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com