

FICHE PRODUIT



Four à moufle de laboratoire

Référence : SOC-016001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Four à moufle de laboratoire jusqu'à 1100 °C

Dimensions internes : 80 x 130 x 150 mm (1,6 L)

Caractéristiques techniques :

- Carcasse métallique avec protection de peinture.
- Fabriqué en brique réfractaire de faible densité et fibre isolante.
- 2 plaques chauffantes avec résistance incorporée, situées sur les 2 latéraux.
- Paroi construite en fibre de céramique Tritton Kaowool.
- Porte inclinable en forme de plateau.
- Dispositif de sécurité de déconnexion du four par rupture du thermocouple.
- Régulation numérique de température type PAD (Pyromètre Automatique Digital).
- Température maximale de travail : 1000 °C.
- N'est pas recommandé pour travailler en continu.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/incubateurs/15898-four-a-moufle-de-laboratoire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com