


FICHE PRODUIT

Unité de distillation Kjeldahl VELP UDK 129

Référence : SOC-H30200120

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Unité de distillation Kjeldahl VELP UDK 129

Unité de distillation Kjeldahl d'entrée de gamme pour vos analyses concernant différentes applications telles que la détermination de l'azote ammoniacal, la détermination des protéines, la teneur en azote (Kjeldahl ou distillation alcaline directe), l'azote nitrique (après réduction / Devarda), les phénols, les acides volatils, les cyanures et la teneur en alcool.

Fonctionnement automatisé

- Le système fonctionne après avoir réglé le temps d'addition et de distillation de l'hydroxyde de sodium

Haute technologie

- Pas de perte d'azote: la température du distillat reste inférieure au seuil
- Dosage précis des réactifs avec des pompes de haute précision

Fiabilité exceptionnelle**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Générateur de vapeur breveté** résistant et sans entretien
- **Condenseur en titane breveté** pour des performances inégalées
- Tête de projection en technopolymère durable
- Boîtier en technopolymère résistant aux produits chimiques

Sécurité de l'opérateur

- Le fonctionnement du levier simplifie l'insertion / le retrait du tube (toutes tailles)
- Écran de protection pour chambre de distillation
- Le bac d'égouttage recueille les éclaboussures
- Générateur de vapeur à pression zéro

Écologie et normes

- Conforme aux normes AOAC, EPA, DIN et ISO
- Intègre la technologie **TEMS**™ * Le
- Contrôle automatisé de l'alimentation en eau réduit la consommation

Caractéristiques techniques :

- Acide borique : Manuel
- Ajout eau : Manuel
- Ajout soude : Automatique
- Vidange tube : Non
- Puissance générale : 2100 W
- Reproductibilité : 1 %
- Titration : Manuelle
- Poids brut : 31.5 KG
- Poids net : 25 KG
- Nomenclature douanière : 90278080

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/distillateurs/15899-unite-de-distillation-velp-udk-129.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com